

DITES STOP AUX PROBLÈMES D'INCONTINENCE ET D'INCONFORT

Holismat
Vente
Conseil
Maintenance
Financement

Retrouvez-nous sur www.holismat.com

Tél. 07 77 18 37 81

Mail. holismat@gmx.fr

75 % de réduction complète des fuites
95 % d'augmentation significative de la qualité de vie

- Traitement respectueux de l'intimité
- Traite toute la zone du plancher pelvien
- Pas de traitement médicamenteux
- Procédure sans douleur
- Préservez votre vie socio-professionnelle sans contrainte
- Améliore les rapports intimes et l'estime de sois

- Adapté également en Post Chirurgie prostatique en remusclant le sphinctère urétral restant (muscle strié).

(NB : le traitement post chirurgie prostatique est nécessite beaucoup plus de séances)



Holismat vous présente **l'EM CHAIR**

Holismat
Vente
Conseil
Maintenance
Financement

Retrouvez-nous sur www.holismat.com

Tél. 07 77 18 37 81

Mail. holismat@gmx.fr

- 26 Modes de traitements
- 5,6 TESLA la puissance maximale requise sur certain traitement
(Ne jamais dépasser la zone d'inconfort, si le patient ressent une gêne trop importante diminuer la puissance. En effet l'expérience montre que la tolérance peut varier entre le moment de la journée, d'un jour à l'autre pour le même patient)

Holismat peut vous fournir les outils nécessaires au suivi des patients :

- **ECHELLE DE CONFILIE**
- **ECHELLE DITROVIE**
- **Questionnaire validé USP**
- **Recommandations de l'HAS.**



Emchair pour le plancher pelvien et l'incontinence urinaire d'effort

Le traitement a un effet qui s'étend de l'ensemble des muscles du plancher pelvien jusqu'aux obliques externes et internes de l'abdomen.

Renforcement musculaire, resserrement vaginal, SUI



Modèle : TB-EM001


Comment fonctionne **EmChair** pour l'incontinence urinaire d'effort et les troubles du plancher pelvien ?

L'**Energie Electromagnétique Focalisée de Haute Intensité (HIFEM)** est là pour connecter et améliorer continuellement la force du plancher pelvien. Ces contractions sont plus puissantes que ce que vous pouvez obtenir avec des exercices du plancher pelvien seuls (kegel) ou avec des appareils d'électrostimulations

Chaque traitement prend **30 minutes**, vous êtes assis confortablement sur la chaise EmChair pendant qu'elle génère des milliers de contractions musculaires supramaximales du plancher pelvien. Chaque séance équivaut à faire **11 000 exercices du plancher pelvien** mais sans le travail manuel !

Il s'agit d'une procédure non invasive et non chirurgicale, vous restez entièrement habillé pendant le traitement. Vous ressentez un léger picotement et vous n'avez pas besoin d'appliquer de médicament avant ou après le traitement. Vous pouvez partir immédiatement après chaque séance et reprendre vos activités quotidiennes normales car il n'y a pas de temps de récupération.

Myogram



Handicaps légers

- Relâchement vaginal
- Sécheresse vaginale
- Orgasme difficile
- Mictions fréquentes
- Constipation

Handicaps graves

- Prolapsus utérin
- Affaissement des parois antérieures et postérieures.
- le renflement du vagin
- Incontinence urinaire



Effets sur les femmes

En raison de l'accouchement, du vieillissement du corps et de la ménopause, l'incontinence survient lorsque les muscles pelviens perdent de leur force.

Avant le traitement : Les muscles du plancher pelvien de la femme ne sont pas suffisants pour soutenir les organes pelviens et affectent finalement le contrôle de la vessie.


Pendant le traitement : L'**Emchair** contribue à la créations de nouvelles fibres des muscles du plancher pelvien (hyperplasie) et les stimules (effet hypertrophique) intensément avec des milliers de contractions supramaximales pour chaque traitement.

Après le traitement : 95 % des femmes sont satisfaites du traitement. La stimulation permet de retrouver le contrôle de la vessie et des muscles du plancher pelvien.



BEFORE

Pelvic floor muscles insufficiently support pelvic organs and affect bladder control.



TREATMENT

EMSELLA effectively stimulates pelvic floor muscles with thousands of contractions per session.



AFTER

Stimulation leads to regained control over pelvic floor muscles and bladder.


Effets sur les hommes

En raison du cancer de la prostate, du stress ou des infections, les hommes ont aussi des effets néfastes sur leur santé, le traitement sur chaise Emsella sera le traitement optimal.

Avant le traitement : Les muscles du plancher pelvien chez l'homme ne soutiennent pas suffisamment les organes pelviens et cela affecte le contrôle de la vessie.

L'**Emchair** a un effet d'hypertrophie et d'hyperplasie des muscles du plancher pelvien et les stimule intensément avec des milliers de contractions supramaximales à chaque traitement.

Après le traitement : 98 % des hommes sont satisfaits du traitement. La stimulation permet de retrouver le contrôle des muscles de la vessie et du plancher pelvien, ce qui peut conduire à une satisfaction intime accrue.



BEFORE

Pelvic floor muscles insufficiently support pelvic organs and affect bladder control.

TREATMENT

EMSELLA effectively stimulates pelvic floor muscles and increase blood flow.

AFTER

Stimulation leads to regained control over pelvic floor muscles and bladder.

Pourquoi choisir **Emchair** pour le praticien :

- Traitement « main-libre » permettant une rentabilité nette accrue en offrant une meilleure prise en charge (restant sous votre contrôle). Un Questionnaire à votre disposition permet de vous assurer de l'efficacité du traitement
- Mise en Œuvre Immédiate, **Rentable à partir de 1 patient /jours sur semaine de 5 jours (0,92)** sur financement de **36 mois**.
Prix de l'appareil livré, formation et mise en route incluse **15 000 € TTC** avec **tablette tactile type i-Pad Incluse**.
- **Récurrence de traitement recommandé = 2X par semaines**
- Traiter l'incontinence chez les hommes et les femmes
- Stimulation Haute fréquence HIFEM à 100 Hz, **5,6 Tesla** haute efficacité et meilleurs résultats
- Stimulation musculaire plus forte que certain appareils même les plus onéreux (prix d'un fauteuil Pelvi-center 70 000€, certe, plus confortable mais moins puissant.
- 28 minutes de traitement = **11 200 exercices de Kegel**
- **Nécessite juste un branchement sur une prise électrique à ampérage suffisant (5,5 Ampère Minimum)**
- Traitement non invasif, préservant l'intimité des patients et beaucoup mieux accepté pour des raisons générationnelles ou religieuses
- **Contrôlé par une APP iOS, pas besoin d'un autre hôte pour prendre en charge le traitement**

La tablette i-PAD fournie pourra aussi vous servir à autre chose sans gêne.

- **26 modes de fonctionnement du traitement du mode massage au mode intensif**
- Partie assise en cuir véritable plus durable et moins sujet à l'usure.
- Appareil robuste éprouvé et reconnu depuis des années mais souvent méconnus des cursus de formation en France. Cela fait 30 ans que les pays de l'EST utilisent ces appareils avec des résultats longuement prouvés.
- **La stimulation Electro-Magnétique type HIEFM à fait l'objet des publications les plus nombreuses et les plus complètes tous appareils de physiothérapie confondus. (Bien plus que les ondes de choc, électrostimulation ou técarthérapie).**

Avantage 1 : Traitement pelvien entièrement habillé

L'ensemble de la procédure se déroule entièrement habillé et non invasif. Il n'est pas nécessaire de se changer en tenue de sport, de transpirer et de se déshabiller pour une raison quelconque. visite embarrassante ou inconfortable chez le médecin.

Une fois débarrassé de tous objets métallique sur vous (boucle de ceinture ; clefs de voiture ; téléphone portable ; pièces de monnaie) Le champ électromagnétique traverse sans danger vos vêtements pour stimuler le plancher pelvien, pendant que vous êtes assis et que vous vous détendez. C'est le nec plus ultra en matière de procédures non invasives.

Product Features

- 28min treatment = 12,000 Kegel exercises
- Suitable for men and women
- Non-invasive and safe



Avantage 2 : Contrôlé par une application

La plupart des chaises pelviennes nécessitent un autre hôte pour contrôler le traitement, nécessitent une salle plus grande et coûtent un fret aérien plus élevé par expédition. Notre Emchair est contrôlé par une application. L'application à **26 modes de fonctionnement** pour contrôler la fonction d'une manière précise avec une interface simple.

Treatment Program Control on APP
4 Treatment Program, Widely Used



Client Manage

View Detailed User Training Records

Manage						
Name	Contact	Sex	Age	Latest Program	Opera	Records
admin	13	Female	18	Prostate care		
Train date	Program	Site	Total pulse	Total time		
2022-02-26 10-02-27	Hormonal conditioning	PFM	860	01:39		
2022-02-26 10-02-27	Postpartum mixed urinary incontinence	PFM	120	00:22		
2022-02-26 10-03-29	Prostate care	PFM	95	00:34		

Choose Program Interface



Integrate 8 Program



Integrate 9 Program

Avantage 3 : 26 modes de fonctionnement

L'**Emchair** dispose de 26 modes de fonctionnement pour accompagner les traitements :


Alors que les concurrent n'en ont que 3 où 4 (exemple : UI CUBE)

Mode	Indications	Nom du projet
1	Incontinence urinaire	Incontinence urinaire d'effort
2	Énurésie	Anti-âge reproductif - diminution de la réserve ovarienne
3	Incontinence urinaire	Incontinence urinaire mixte
4	Prolapsus des organes pelviens	Resserrement intime - Relaxation vaginale modérée
5	Énurésie	Énurésie
6	Prostatite	Éjaculation retardée ou inexistante
7	Incontinence urinaire	Incontinence urinaire mixte
8	Incontinence urinaire	Incontinence urinaire mixte
9	Douleurs du plancher pelvien	Améliorer la fonction musculaire du plancher pelvien
10	Douleurs du plancher pelvien	Prostatite
11	Prostatite	Éjaculation précoce
12	Prostatite	Dysfonction érectile
13	Prostatite	Dysfonction érectile


14	Prolapsus des organes du plancher pelvien	Raffermisssement intime - Prolapsus d'organe modéré et léger
15	Prolapsus des organes du plancher pelvien	Resserrement intime jusqu'à relaxation vaginale modérée
16	Énurésie	Anti-âge reproductif - Inflammation chronique
17	Énurésie	Anti-vieillissement de la reproduction - déclin des hormones féminines
18	Énurésie	Anti-âge reproductif - épaissement de l'endomètre
19	Prostatite	Fonction sexuelle – rapports sexuels féminins douloureux
20	Prostatite	Fonction sexuelle – vaginisme
21	Douleurs du plancher pelvien	Douleur hypertonique
22	Douleurs du plancher pelvien	Douleur primaire
23	Vessie hyperactive	Incontinence urinaire d'urgence
24	Vessie hyperactive	Vessie neurogène
25	Trouble de la défécation	Constipation fonctionnelle
26	Trouble de la défécation	Incontinence fécale

- Pour l'incontinence urinaire
- Traiter l'ensemble du plancher pelvien
- Amélioration de la nycturie (se lever la nuit pour uriner).
- Améliore la fonction de la vessie et des muscles pelviens
- Améliore la circulation sanguine et la sensibilité, ce qui conduit
- Une amélioration de la fonction sexuelle et de la satisfaction.
- Améliore la fonction de la vessie et de la prostate.

Before



After



Nom du produit	Fauteuil pour incontinence urinaire d'effort et périnéale
Système de contrôle	Par application Livré avec une tablette de type i-PAD
Tesla	5,6 Tesla
Matériau de la chaise	Cuir Véritable
Fréquence	100 Hz
Zone de traitement	Plancher pelvien complet
Fonction de chaise	Auto-élévateur de haut en bas
Circuit de refroidissement	Refroidissement par air
Mode de fonctionnement	26 modes de fonctionnement
Durée du traitement	1 – 60 minutes
Densité énergétique	0-100%
Tension	100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz
Taille de l'emballage	115cm * 80cm * 80cm
Poids brut	85 kg

Quatres roues multidirectionnelles + 2 freins

Un dossier Confortable

Un encombrement limité. 1M3

Hauteur variable permettant d'avoir un meilleur positionnement

26 modes de traitement.

Savoir pour chaque patients où en est son traitement



Holismat
Vente
Conseil
Maintenance
Financement

Retrouvez-nous sur www.holismat.com

Tél. 07 77 18 37 81

Mail. holismat@gmx.fr



1. Quelles sont les causes de l'incontinence urinaire ?

Cela peut être dû à une faiblesse des muscles du plancher pelvien, car ces derniers jouent un rôle important dans le soutien des organes pelviens et le contrôle de la continence. Des changements physiologiques peuvent contribuer au développement de l'incontinence urinaire ; des changements tels que l'accouchement vaginal, la ménopause et le vieillissement peuvent détériorer les muscles du plancher pelvien.

2. Combien de temps dure un traitement EMSELLA ?

Votre médecin établira un plan de traitement sur mesure. Un traitement typique dure environ 30 minutes et vous aurez besoin d'environ 6 séances, programmées deux fois par semaine.

3. À quoi ressemble un traitement EMchair ?

Vous ressentirez des picotements et des contractions des muscles du plancher pelvien pendant l'intervention. Vous pourrez reprendre vos activités quotidiennes immédiatement après le traitement.

4. À quelle vitesse verrai-je les résultats des traitements EMchair ?

Vous pourrez constater une amélioration après une seule séance. Les résultats continueront généralement à s'améliorer au cours des semaines suivantes.

Vigilances IMPÉRATIVES



L'**EmChair** étant un traitement Électromagnétique puissant
Les recommandations impératives d'usage sont à prévoir :

- **Les personnes ayant des Dispositifs Médicaux Implantés (DMI)**
Type stimulateur cardiaque, Interdit Strictement le traitement par ce système

Si vous avez des plaques métalliques dans la zone de traitement comme des prothèses de hanche, Vous pourriez recevoir ce traitement mais avec accord préalable impératif du chirurgien Orthopédique. Dépend du type de vis etc. Amagnétique et dans la limite de 4,3 TESLA maximum.*

- Interdit aux femmes enceintes - UN TEST EN CAS DE DOUTE EST NÉCESSAIRE

-En cas de Stérilet en cuivre ou un DIU, il doit impérativement être retiré Si en place depuis moins de 6 semaines. Voir tout de même avec une échographie de contrôle s'il est bien en place.

-De rare cas d'Hyperstimulation Ovarienne ont été observés et ce malgré un traitement progestatif, il est donc recommandé durant toute la périodicité du traitement et jusqu'aux prochaines règles d'avoir recours à un autre mode de contraception de type plus mécanique (cupules ; préservatifs).

*** Bien que ces dispositifs sont obligatoirement amagnétiques une gêne assez franche (PTH) pourrait être ressentie au niveau de la jonction OS-Fémur selon la puissance.**

www.holismat.com

Holismat

**Conseil
Vente
Maintenance
Financement**



Jean-Pierre LE NET

Tél. +33 (0) 7 77 18 37 81

Mail : holismat@gmx.fr

2, rue Saint Vincent - 44190 GETIGNE

Eurl Holismat : RCS Nantes 933175630 - TVA intra FR08933175630- Siret: 93317563000013